

ACCESORIOS · PRESIÓN ARTERIAL

Brazalete adulto compatible Omron 22 – 32 cm

Brazalete de repuesto para toma presión digitales Omron

Adulto

1 vía

22 – 32 cm

Compatible Omron



Especificaciones

Producto	Brazalete de presión sanguínea NIBP, 1 vía
Paciente	Adulto
Circunferencia	22 a 32 cm
Compatibilidad	Toma presión digitales Omron 7120, 7130, 7122, 7154
Material	TPU, libre de látex y PVC
Uso	Reutilizable

Ventajas

- Conexiones y manguera durables
- Fabricado en TPU, resistente a inflados repetidos
- Libre de látex y libre de PVC
- Conexión segura que impide fugas de aire
- Reutilizable en múltiples pacientes, fácil de limpiar

Garantía

6 meses por defectos de fábrica

Despacho

A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Producto compatible. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos dueños y se usan solo para indicar compatibilidad. Verifique el modelo de su equipo antes de comprar. Imagen referencial.