

ACCESORIOS · BRAZALETES NIBP

Brazalete NIBP adulto 1 vía 27,5 – 36,5 cm

Brazalete de presión arterial no invasiva para monitores multiparámetros y toma presión

Adulto

1 vía

27,5 – 36,5 cm

Libre de látex



Especificaciones

Producto	Brazalete de presión sanguínea NIBP, 1 vía
Paciente	Adulto
Circunferencia	27,5 a 36,5 cm aprox.
Compatibilidad	Philips 78352A/C, 78354A/C, M1008A/B, M1176A, M1350B, M3000A, M3001A (con M1598B, M1599B); Colin, Datascope Passport, Acutor, Fukuda Denshi, Spacelabs, Welch Allyn, Criticare, Siemens, Mindray, Goldway, EDAN, Dräger, Mediana
Material	TPU, libre de látex y PVC
Uso	Reutilizable

Ventajas

- Conexiones y manguera durables
- Fabricado en TPU, resistente a inflados repetidos
- Libre de látex y libre de PVC
- Conexión segura que impide fugas de aire
- Reutilizable en múltiples pacientes, fácil de limpiar

Garantía

6 meses por defectos de fábrica

Despacho

A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Producto compatible. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos dueños y se usan solo para indicar compatibilidad. Verifique el modelo de su equipo antes de comprar. Imagen referencial.