

ACCESORIOS · CABLES ECG

Cable EKG 10 derivaciones compatible Schiller

Cable paciente para electrocardiógrafos Schiller AT-1, Cardiovit y MS-2010



10 leads


DB-15

Largo 3 m

IEC / AHA

Especificaciones

Producto	Cable paciente ECG con 10 leads incluidos
Compatibilidad	Electrocardiógrafos Schiller AT-1, Cardiovit, MS-2010
Conector	Rectangular DB-15, 15 pines, 1 guía
Normativa	IEC y AHA
Largo del cable	3 metros
Conexión	Directa, con leads incluidos



Conector DB-15, 15 pines

Compare con el conector de su electrocardiógrafo o de su cable actual.

Ventajas

- Cable completamente blindado
- Terminación con guías para la orientación correcta
- Interfaz de alta densidad: tamaño compacto y peso ligero
- 10 latiguillos (leads) incluidos

Garantía

6 meses por defectos de fábrica

Despacho

A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Producto compatible. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos dueños y se usan solo para indicar compatibilidad. Verifique el modelo de su equipo antes de comprar. Imagen referencial.