

DESFIBRILADORES Y DEA

Desfibrilador externo automático AED-7000

DEA con gabinete con luz y alarma y kit de RCP

Onda bifásica

150-150-200 J

Guía por voz



Especificaciones

Marca	Meditech
Forma de onda	Bifásica truncada exponencial
Energía	Secuencia 150, 150 y 200 J; exactitud $\pm 15\%$ (25 a 175 Ω)
Tiempos	Carga 8 s a 150 J y 10 s a 200 J; análisis del ritmo en 9 s; listo para descarga en menos de 25 s
Interfaz	20 indicaciones de voz, indicadores LED, botones de encendido y descarga
Batería	No recargable 12 V DC 3,0 Ah; hasta 5 años en espera instalada

Incluye

- Desfibrilador DEA AED-7000
- Batería
- Gabinete para DEA con luz y alarma
- Video de uso en español
- Electrodo adulto y electrodo pediátrico
- Bolso de transporte
- Kit de RCP

Garantía

6 meses

Despacho

A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Datos técnicos según fabricante y publicación del producto en rafmedical.cl; pueden variar según versión. Imagen referencial.