

ELECTRODOS PARA DEA · PEDIÁTRICO

Electrodos desechables para DEA pediátrico

Compatibles con desfibriladores Meditech AED-7000 (conector blanco)

Código RFM-DEA-AED7000-PED

Uso único

Conector CN540

ISO 13485



Especificaciones

Producto

Electrodos (parches) de desfibrilación desechables, de un solo uso

Paciente

Pediátrico

Compatibilidad

Desfibriladores Meditech AED-7000 (conector blanco). Verifique el modelo de su equipo y el tipo de conector antes de comprar.

Conector

Tipo CN540 (ver imagen)

Presentación

1 par de electrodos con cable y conector

Calidad

Fabricados bajo sistema de gestión de calidad certificado EN ISO 13485 (TÜV SÜD)



Conector CN540

Compare con el conector de su DEA o de los electrodos actuales.



Certificación EN ISO 13485

Sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos, certificado por TÜV SÜD.

Recomendaciones de uso

- Úselos según las instrucciones del fabricante de su desfibrilador para pacientes pediátricos.
- Revise la fecha de vencimiento y mantenga el envase sellado hasta su uso.
- No reutilizar: reemplace los electrodos después de cada uso o al vencer.
- Registre el cambio de electrodos en la bitácora de mantención del DEA (Ley 21.156).

Producto compatible, no original. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos dueños y se usan solo para indicar compatibilidad. Imágenes referenciales.