

PRESIÓN ARTERIAL

Monitor de presión arterial Omron HEM-7121J

Toma presión digital de brazo, automático y fácil de usar

Brazaletes 22–32 cm

IntelliSense

Latidos irregulares

Garantía 12 meses



Especificaciones

Marca / modelo	Omron HEM-7121J
Tipo	Monitor de presión arterial de brazo, totalmente automático
Método	Oscilométrico, con tecnología IntelliSense (inflado según la presión de cada persona)
Mide	Presión sistólica, diastólica y pulso
Brazaletes	Adulto, para brazos de 22 a 32 cm
Detección	Latidos irregulares durante la medición
Guía	Indicador de ajuste correcto del brazalete
Memoria	Última medición
Alimentación	4 pilas AA de 1,5 V (incluidas) o adaptador AC opcional
Peso	Aprox. 250 g sin pilas
Operación	Un solo botón (Start / Stop)

Incluye

- Monitor Omron HEM-7121J
- 4 pilas AA
- Brazaletes adulto 22–32 cm
- Manual de instrucciones

Garantía
12 meses

Despacho

A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Datos técnicos según fabricante; pueden variar según versión. Imagen referencial.