

ACCESORIOS · SENSORES SpO2

Sensor SpO2 adulto compatible EDAN X12

Sensor de oximetría tipo pinza de dedo para monitores EDAN

Adulto

Conector redondo 7 pines

Largo 3 m



Especificaciones

Paciente	Adulto
Compatibilidad	EDAN X12
Conector	Redondo, 7 pines, 1 guía
Conexión	Directa al monitor, sin cable de extensión
Largo del cable	3 metros



Conector

Compare con el conector de su monitor o de su sensor actual.

Ventajas

- Cable completamente blindado
- Terminación con guías para la orientación correcta
- Interfaz de alta densidad: tamaño compacto y peso ligero

Garantía

6 meses por defectos de fábrica

Despacho

A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Producto compatible. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos dueños y se usan solo para indicar compatibilidad. Verifique el modelo de su equipo antes de comprar. Imagen referencial.