

ACCESORIOS · SENSORES SpO2

Sensor SpO2 adulto compatible Nellcor – Mediana M-30

Sensor de oximetría tipo pinza de dedo, tecnología Nellcor Oximax



Adulto

Conector DB-9

Largo 1 m

Sin extensión

Especificaciones

Producto	Sensor de saturación de oxígeno (SpO2) reutilizable, tipo pinza de dedo
Paciente	Adulto
Tecnología	Compatible con tecnología Nellcor Oximax
Compatibilidad	Nellcor, Mediana M-30, Welch Allyn Spot, N60, N650, N500
Conector	Rectangular DB-9 de 9 pines, 2 guías
Conexión	Directa al monitor, sin cable de extensión
Largo del cable	1 metro
Cable	Completamente blindado, conductores de alta densidad



Conector DB-9, 9 pines

Compare con el conector de su monitor o de su sensor actual.

Ventajas

- Cable completamente blindado
- Terminación con guías para la orientación correcta
- Interfaz de alta densidad: tamaño compacto y peso ligero
- Conexión directa, sin cable de extensión

Garantía

6 meses por defectos de fábrica

Despacho

A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Producto compatible. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos dueños y se usan solo para indicar compatibilidad. Verifique el modelo de su monitor antes de comprar. Imagen referencial.