ELECTROCARDIOGRAFÍA

Electrocardiógrafo Contec ECG 1200

12 canales y 12 derivaciones con pantalla táctil de 8″

12 canales | Pantalla táctil 8″ | Impresora térmica



Especificaciones

Marca	Contec
Adquisición	12 derivaciones sincrónicas; procesamiento digital con filtros de red, línea base y EMG
Pantalla	Táctil color de 8″; visualización 3/6/12 derivaciones
Impresión	Térmica, papel 210 mm; formatos automáticos, ritmo y manual
Velocidad de papel	5; 6,25; 10; 12,5; 25 y 50 mm/s
Análisis	Medición y diagnóstico automático: FC, PR, QRS, QT/QTc, ejes P/QRS/T, R(V5), S(V1)
Memoria	Hasta 1.000 casos; interfaz en español
Batería	Hasta 10 h en espera, más de 3 h de impresión continua
Dimensiones / peso	340 × 320 × 85 mm · 3,2 kg

Incluye

- Cable ECG
- 6 peras adulto y 6 pediátricas
- Cable de alimentación
- Cable adaptador para electrodos adhesivos
- 50 electrodos desechables
- 4 pinzas adulto y 4 pediátricas
- Rollo de papel térmico 210 mm × 20 m
- Software ECG-Sync + cable USB
- Gel conductor 5 L

Garantía
6 meses

Despacho
A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Datos técnicos según fabricante y publicación del producto en rafmedical.cl; pueden variar según versión. Imagen referencial.