ELECTROCARDIOGRAFÍA

Electrocardiógrafo Contec ECG 300

12 derivaciones con análisis automático

12 derivaciones | Pantalla 3,5'' | Impresora térmica



Especificaciones

Marca	Contec
Adquisición	12 derivaciones sincrónicas; procesamiento digital con filtros de red, línea base y EMG
Pantalla	Color de 3,5''; visualización 3/6/12 derivaciones
Impresión	Térmica, papel 80 mm; modos manual, automático y ritmo
Análisis	Medición y diagnóstico automático: FC, PR, QRS, QT/QTc, ejes P/QRS/T, R(V5), S(V1)
Memoria	Hasta 1.000 casos; interfaz en español
Dimensiones / peso	315 × 215 × 77 mm · 1,6 kg
Ambiente	Operación 5 a 40 °C, humedad 25 a 95 % sin condensación

Incluye

- Cable ECG
- 6 peras adulto y 6 pediátricas
- Cable de alimentación
- Cable adaptador para electrodos adhesivos
- 50 electrodos desechables
- 4 pinzas adulto y 4 pediátricas
- Rollo de papel térmico 80 mm × 20 m
- Software ECG-Sync + cable USB
- Gel conductor 5 L

Garantía
6 meses

Despacho
A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Datos técnicos según fabricante y publicación del producto en rafmedical.cl; pueden variar según versión. Imagen referencial.