ACCESORIOS · SENSORES SpO2

Sensor SpO2 neonatal compatible Nellcor

Sensor de oximetría neonatal, tecnología Nellcor

Neonatal | Conector DB-9 | Largo 1 m



Especificaciones

Paciente	Neonatal
Tecnología	Compatible con tecnología Nellcor
Compatibilidad	Nellcor N60, N650, N500
Conector	Rectangular DB-9, 7 pines, 2 guías
Conexión	Directa al monitor, sin cable de extensión
Largo del cable	1 metro

Ventajas

- Cable completamente blindado
- Terminación con guías para la orientación correcta
- Interfaz de alta densidad: tamaño compacto y peso ligero

Garantía
6 meses por defectos de fábrica

Despacho
A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Producto compatible. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos dueños y se usan solo para indicar compatibilidad. Verifique el modelo de su equipo antes de comprar. Imagen referencial.