RAFMEDICAL
+13 AÑOS EN ELECTROMEDICINA


FICHA TÉCNICA

ELECTRODOS PARA DEA · PEDIÁTRICO

Electrodos desechables para DEA pediátrico

Compatibles con desfibriladores CU Medical, Amoul, CMOS Drake y otros (conector CN537)

Código RFM-DEA-XLA-PED | Uso único | Conector CN537 | ISO 13485



Especificaciones

Producto	Electrodos (parches) de desfibrilación desechables, de un solo uso
Paciente	Pediátrico
Compatibilidad	Desfibriladores CU Medical iPAD NF1200 y NF1201; Ambulanc Amoul i3 e i5; CMOS Drake; Dea Life 400 Futura (antes de 2018); cardioversor Vivo Gold (antes de 2024). Verifique el modelo de su equipo y el tipo de conector antes de comprar.
Conector	Tipo CN537 (ver imagen)
Referencia fabricante	AED-XLA-12B
Presentación	1 par de electrodos con cable y conector
Calidad	Fabricados bajo sistema de gestión de calidad certificado EN ISO 13485 (TÜV SÜD)



Conector CN537

Compare con el conector de su DEA o de los electrodos actuales.

Certificación EN ISO 13485

Sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos, certificado por TÜV SÜD.

Recomendaciones de uso

- Úselos según las instrucciones del fabricante de su desfibrilador para pacientes pediátricos.
- Revise la fecha de vencimiento y mantenga el envase sellado hasta su uso.
- No reutilizar: reemplace los electrodos después de cada uso o al vencer.
- Registre el cambio de electrodos en la bitácora de mantención del DEA (Ley 21.156).

GARANTÍA
6 meses por defectos de fábrica.

DESPACHO
A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Producto compatible. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos dueños y se usan solo para indicar compatibilidad. Verifique el modelo de su equipo antes de comprar. Imagen referencial.