RAFMEDICAL
+13 AÑOS EN ELECTROMEDICINA

FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO MÉDICO · ELECTROCARDIOGRAFÍA

Electrocardiógrafo Coreray CR-108E de 12 canales

Electrocardiógrafo compacto con adquisición simultánea de 12 derivaciones, pantalla color de 7", impresora térmica y análisis automático del ECG.

12 canales | Pantalla 7" | Impresora 80 mm | Batería de litio



Especificaciones

Marca / modelo	Coreray CR-108E
Derivaciones	12 simultáneas, 12 canales en pantalla
Circuito de entrada	Flotante, con protección contra desfibrilación
Tolerancia de voltaje	±500 mV
Constante de tiempo	> 3,2 s
Respuesta de frecuencia	0,05 Hz a 150 Hz
Impedancia de entrada	> 50 MΩ
Corriente auxiliar de paciente	< 10 µA (220–240 V / 50 Hz)
CMRR	≥ 100 dB, con filtro AC
Resolución A/D	12 bits / 1000 Hz
Sensibilidad	5, 10 y 20 mm/mV
Frecuencia cardíaca	30 a 300 lpm, precisión ±1 lpm
Pantalla	Color de 7"
Impresora	Térmica, papel de 80 mm × 20 m
Velocidad del papel	12,5, 25 y 50 mm/s (±3 %)
Memoria	Más de 500 informes de ECG
Alimentación	100–240 V, 50/60 Hz, 60 VA
Batería	Litio recargable, 12 V / 2000 mAh
Dimensiones / peso	300 × 240 × 72,5 mm · 2,5 kg
Ambiente de trabajo	5 a 40 °C, humedad 15 a 85 %

Ventajas

- Modo manual y automático
- Medición y análisis automático del ECG
- Filtros LPF, AC y EMG
- Ajuste automático de línea base
- Aviso de derivación desconectada
- Historial de pacientes revisable e imprimible

GARANTÍA

6 meses por defectos de fábrica.

DESPACHO

A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Menú del equipo en inglés. Pantalla táctil e interfaz USB opcionales según configuración. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso según el fabricante. Imagen referencial.