ACCESORIOS · DESFIBRILADORES Y DEA

Gabinete para DEA con luz y alarma

Gabinete metálico de pared para guardar y señalizar el DEA. Con baliza roja y alarma que suena al abrir la puerta, para que el equipo esté visible y protegido.

Baliza roja | Alarma de apertura | Metálico blanco | Cerradura con llave



Especificaciones

Producto	Gabinete (cabina) de pared para desfibrilador externo automático (DEA)
Material	Metálico, con pintura electrostática color blanco
Puerta	Frontal con ventana transparente, manilla y cerradura con llave
Luz	Baliza luminosa roja estroboscópica en la parte superior
Alarma	Alarma sonora que se activa al abrir la puerta
Señalización	Gráfica "AED" y símbolo de corazón con rayo en el frente y los costados
Medidas	35 cm alto × 33 cm ancho × 20 cm fondo (aprox.)
Peso	5,3 kg (aprox.)
Compatibilidad	DEA de tamaño estándar, como Meditech AED-7000. Verifique las medidas de su equipo
Uso	Almacenamiento y señalización del DEA en recintos públicos, empresas y centros de salud
Certificación	CE

Ventajas

- El DEA queda visible y fácil de ubicar
- Alarma que avisa cuando se abre
- Protege el equipo del polvo y golpes
- Señalización en tres caras
- Instalación en muro
- Ayuda a cumplir la Ley 21.156

GARANTÍA

6 meses por defectos de fábrica.

DESPACHO

A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

El DEA no está incluido. Verifique las medidas de su equipo antes de comprar. Imagen referencial.