EQUIPAMIENTO MÉDICO · PRESIÓN ARTERIAL

Holter de presión arterial Contec ABPM-50

Monitor ambulatorio de presión arterial (MAPA) que registra la presión durante 24 horas mientras el paciente hace su vida normal. Incluye software para PC.

24 horas | 350 mediciones | 0–290 mmHg | USB + software



Especificaciones

Marca / modelo	Contec ABPM-50
Tipo	Monitor ambulatorio de presión arterial (MAPA / Holter de presión)
Método	Oscilométrico, en el brazo
Duración	Monitoreo continuo de hasta 24 horas
Capacidad	Hasta 350 mediciones por registro
Intervalos	Programables: 15, 30, 60, 120 o 240 minutos; medición manual
Rango de presión	0 a 290 mmHg, precisión ±3 mmHg
Frecuencia de pulso	40 a 240 lpm
Pantalla	TFT a color
Alarmas	Presión sistólica y diastólica
Conexión	USB, con software para PC
Alimentación	2 pilas alcalinas AA
Medidas / peso	128 × 69 × 36 mm · menos de 300 g con pilas
Brazalete	A elección: adulto grande, adulto pequeño o pediátrico

Software para PC

- Descarga de resultados por USB
- Gráficos de tendencia e histogramas
- Gráficos circulares de resultados
- Anotaciones, indicaciones y medicamentos
- Edición de datos del registro
- Impresión de informes

Incluye

Holter Contec ABPM-50, 1 brazalete a elección (adulto grande, adulto pequeño o pediátrico), software para PC, cable USB y manual de usuario.

GARANTÍA

6 meses por defectos de fábrica.

DESPACHO

A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Distribuidor y servicio técnico autorizado Contec. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso según el fabricante. Imagen referencial.