EQUIPAMIENTO MÉDICO · OXIMETRÍA

Oxímetro de pulso de mano Coreray CR-100

Oxímetro portátil con pantalla color de 2,8", alarmas visuales y sonoras, memoria interna y descarga de datos a PC. Para pacientes adultos e infantiles.

SpO2 35–99 % | Pulso 0–250 lpm | Conector DB9 | Batería recargable



Especificaciones

Marca / modelo	Coreray CR-100
Tipo	Oxímetro de pulso de mano (portátil)
Parámetros	SpO2, frecuencia de pulso, gráfico de barras de pulso y pletismograma
Rango de SpO2	35 % a 99 %
Rango de pulso	0 a 250 lpm
Resolución SpO2	1 %
Resolución de pulso	1 lpm
Baja perfusión	Menos de 0,3 %
Pantalla	LCD TFT color de 2,8"
Conector de sensor	DB9, compatible con sensor SpO2 Nellcor
Pacientes	Adulto e infantil
Memoria	Hasta 360 horas de registro (Flash interna)
Conectividad	USB, descarga de datos a PC con software
Batería	Litio recargable
Consumo	Menos de 80 mA (normal)
Apagado automático	A los 3 minutos
Contenido	Oxímetro, sensor de dedo SpO2 adulto, cable USB, CD de software, batería y manual

Ventajas

- Liviano y fácil de usar
- Funda de silicona y soporte para mesa
- Alarmas visuales y sonoras
- Menú simple de entender
- Indicador de batería baja
- Compatible con sensores tipo Nellcor

GARANTÍA

6 meses por defectos de fábrica.

DESPACHO

A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Siga las indicaciones del manual del fabricante. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso según el fabricante. Imagen referencial.